

Plus One

プラスワン

プラスワン使用説明書

ソフトコンタクトレンズ用 液体タンパク質除去剤
主成分/タンパク分解酵素

特 長

- タンパク汚れを除去し、レンズを清潔に保ちます。
- すべてのソフトコンタクトレンズに使用できます。
- MPS(1液タイプ化学消毒剤)、過酸化水素消毒剤および煮沸消毒に使用できます。
※MPS(1液タイプ化学消毒剤)
…ソフトCMケアプレミアム、オプティフリー、レニュー、コンプリート、エピカコールド、バイオクレンワ、Cキューソフトワン、シードゥソフトケア、レンズコートなど、国内で市販されている各メーカーとの適合試験を行っています。
- ※過酸化水素消毒剤
…エーオーセプト、コンセプトとの適合試験を行っています。

新しく市販される商品については、その都度、適合試験を実施致します。
ご不明な場合は、弊社までご相談ください。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。

コンタクトレンズに添付されている添付文書をよく読み、正しく安全にご使用ください。

使用方法の遵守に関する事項

- 使用方法及び使用上の注意等の内容を守り正しく使用しないと眼感染症等を生じ、重篤な場合には視力を失う可能性もあり得ますので、記載された事項は必ず守ってください。

使用上の注意

【してはいけないこと】

- 1液タイプ化学消毒剤(MPS)は煮沸消毒に使用できません。
- 本液は使用方法に従い、指定量使用してください。濃厚液で使用するとレンズに異常をきたす恐れがあります。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 雑菌等の繁殖を防ぐため、容器のノズルには触れないでください。

【守らなければならないこと】

- 煮沸消毒に使用する際には、必ず使用のレンズが煮沸対応かどうか確認してください。
- 本液で処理したレンズは、必ずソフトレンズ保存液または1液タイプ化学消毒剤(MPS)でよくすすいでから装着してください。
- 一度使用した液は再使用しても効果がなく、衛生上好ましくありません。また、本液を入れたまま24時間以上放置するとタンパク汚れの再付着の可能性があるため、液の交換を行ってください。
- レンズケースは長期間使用していると、汚れの蓄積などにより細菌の繁殖をまねくことがありますので、定期的に交換することをおすすめします。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【相談すること】

- 絶対に点眼服用しないでください。万一、目や皮膚に異常を生じた場合や誤って目や口に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ケア用品などでアレルギー症状の経験がある場合は、使用前に眼科医に相談してください。

保管及び取扱上の注意

【保管上の注意】

- 使用後はキャップをしっかり締め、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。万一、キャップの締め方が不完全な場合、容器を横にされますと液がしみでることもありますので、必ず容器はたてて保管してください。
- 本液はネジ部に残った液が容器本体にしみ出すことがあります。液もれではありません。ご使用后、ネジ部の液をふきとっていただくことができまます。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

【取扱上の注意】

- 使用前には必ず添付の使用説明書及びご使用になる1液タイプ化学消毒剤(MPS)、過酸化水素消毒剤およびソフトレンズ保存液の説明書を読み、大切に保管してください。
- 誤用を避け品質を保持するために、他の容器に絶対に移し替えないでください。